


MUEBLE CABINA DE EXTRACCIÓN

Los muebles de cabinas de extracción de marca DIES son diseñados y fabricados en Colombia desde hace varios años, con los más altos estándares de calidad. Existen diferentes tamaños y capacidades para cada cliente según la necesidad y aplicación.





A: Ancho - H: Altura - P: Profundidad

Modelo/Dimensión (mm)	A	H	P
BP 600	880	830	600
BP 800	1120	830	750
BP 1000	1320	830	750
BP 1200	1520	830	750
BP 1500	1820	830	750
BP 1800	2120	830	750

Modelo	BP 600	BP 800	BP 1000	BP 1200	BP 1500	BP 1800
Dimensiones EXTERIORES (mm)						
Ancho	880	1120	1320	1520	1820	2120
Alto	830	830	830	830	830	830
Profundo	600	750	750	750	750	750
Puertas frontales	Contiene dos puertas corredizas en acero inox 304					
Materiales internos y externos	Lamina acero inoxidable 304 con acabado satinado					
Materiales externos	Lamina cold rolled con acabado en pintura electrostática					
Almacenamiento interno	Dentro del mueble hay un entrepaño para generar dos almacenamientos, inferior y superior.					
Entradas y abastos	Cuenta con una entrada removible en la parte posterior, 3 exhostos y una perforación para el pozuelo en la parte superior.					

Calle 76 sur. No. 55 - 70. PBX. (57) (4) 4441848
 Itagüí, Antioquia, Colombia
ventas@dies.com.co / www.dies.com.co