

REFRIGERADOR LÍNEA KRYOVEN


Los Refrigeradores para laboratorio marca DiEs de alta y baja capacidad son diseñados y fabricados en Colombia desde hace veinticinco años, con los más altos estándares de calidad y desempeño.

Sus principales aplicaciones se encuentran en aquellos laboratorios que requieran mantener temperaturas bajas constantes y precisas, en procesos de cultivos, crecimiento, almacenamiento de reactivos y vacunas, etc. tanto en laboratorios clínicos, como de docencia e investigación en cualquier tipo de entidad, donde los cuidados con la muestra son extremos.





CONTROL DIGITAL MICROPROCESADO LED.



A: Ancho - H: Altura - P: Profundidad

Modelo/Dimensión (mm)	A1	A2	H1	H2	P1	P2
KR115	600	480	1280	500	790	560
KR300	800	480	2005	1000	790	560
KR480	1060	740	2105	1100	830	600
KR720	1420	1100	2105	1100	830	600
KR1000	1820	1500	2105	1100	870	640

Modelo		Refrigerador Kryoven				
Marca	DiEs					
País de origen	Colombia					
Modelo refrigerador	KR115	KR300	KR480	KR720	KR1000	
Capacidad (litros)	115	300	480	720	1000	
Dimensiones EXTERIORES (mm)						
Ancho	600	800	1060	1420	1820	
Alto	1280	2005	2105	2105	2105	
Profundo	790	790	830	830	870	
Dimensiones INTERIORES (mm)						
Ancho	480	480	740	1100	1500	
Alto	500	1000	1100	1100	1100	
Profundo	560	560	600	600	640	
Número de bandejas incluidas	2	4	4	6	8	
Capacidad máxima bandejas	6	9	10	22 (Divididas en dos columnas)	22 (Divididas en dos columnas)	
Montaje	Al piso sobre ruedas					
Numero de puertas de vidrio con sistema de calefacción	1	1	1	2	2	
Sensor de temperatura PT100	1	4	4	4	4	
Voltaje (VAC/60Hz)	110 V	110 V	220 V	220 V	220 V	
Rango de temperatura	2 a 10°C +/- 2°C Resolución 0.1 °C					
Descongelamiento	Automático					
Materiales interiores	Acero inoxidable 304.					
Materiales exteriores	Lámina CR con acabado en pintura epóxica de aplicación electrostática.					
Material de las bandejas	Acero inoxidable 304.					
Puertas	Puerta de vidrio con sistema de calefacción.					
Alarma	Audible y visual de alta y baja temperatura					
Refrigerante	134 A libre de CFC Aislamiento en poliuretano.					
Control digital sencillo	<ul style="list-style-type: none"> Alarma de puerta abierta. Doble display LED Password de protección para evitar acceso no autorizado a las configuraciones del equipo. Salida de control SSR 					

Calle 76 sur. No. 55 - 70. PBX. (57) (4) 4441848

Itagüí, Antioquia, Colombia

ventas@dies.com.co / www.dies.com.co